

## RENAU-SSE

### Kit DAMAGE CONTROL STANDARD

REDACTION : RENAU-SSE

v1 08/08/2021

VALIDATION : Commission scientifique



Garrot Tactique  
« tourniquet »



Toujours à la racine du membre (en situation multivictimes) en laissant l'espace d'en poser un deuxième au-dessus. Mode d'emploi selon les modèles, vérifier l'absence de saignement 30 secondes après serrage (peut augmenter un saignement veineux transitoirement), antalgie associée ++. Attention pendant les mobilisations si absence de sécurité. Noter l'heure de pose.



Pansement compressif



Permet de compléter la compression et de la prolonger.



Compresse hémostatiques



Bourrer dans la plaie comme une mèche, maintenir ou faire maintenir 3 minutes une compression forte.



Couverture de survie




Pour tout blessé en urgence absolue (face dorée à l'extérieur).

## Kit DAMAGE CONTROL STANDARD

Zone Garrotable :

Garrot tourniquet  
à la racine du  
membre

Thorax :  
pansement trois  
côtés ou  
d'Asherman



Zone non garrotable :  
compresse  
hémostatique +/-  
pansement compressif